

# Cewnik Nelaton hydrofilowy dla mężczyzn LentisCath CH 08 - 101400



Cena: 5,35 pln

## Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup

30 szt.

Producent Lentismed

Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)

Rejestracja Wyrób medyczny

## Opis produktu

LentisCath to gotowe do użycia cewniki hydrofilowe dla mężczyzn, przeznaczone do stosowania przy cewnikowaniu przerywanym - uważanym za „złoty standard” drenażu pęcherza, pomagającym utrzymać w zdrowiu drogi moczowe. Cewnikowanie przerywane jest także uważane za najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas.

LentisCath to innowacyjny wyrób medyczny zapewniający jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, pomagając przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące w wykonywaniu codziennym czynności.

Producentem cewników LentisCath jest chorwacka firma Lentismed specjalizująca się w produkcji cewników urologicznych i dążąca do najwyższych standardów branżowych.














**Rozmiar:** CH 08  
**Długość:** 40cm  
**Numer katalogowy:** 101400

**Opakowanie:** 1 szt.

### Właściwości:

- pokryty warstwą hydrofilową umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- bez zawartości toksycznych ftalanów ani polichlorku winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- posiadają unikalną prowadnicę ułatwiającą aplikację do cewki moczowej i chroniącą cewnik przed zanieczyszczeniem bakteriami
- dostępne w wersji dla dzieci, kobiet i mężczyzn

## Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

### Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Pokryte hydrofilową powłoką cewniki gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, co oszczędza czas, wygodę użycia i eliminuje dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania.

Wyrób posiada atraumatyczne miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową pozwalające na zachowanie zdrowej cewki moczowej bez mikrourazów, dzięki temu cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny. Elastyczna rurka jest wystarczająco sztywna, umożliwia delikatnie wkładanie i wyjmowanie oraz zapobiega zginaniu.

Cewnik umieszczony jest w nieprzezroczystym, dyskretnym opakowaniu ukrywającym zawartość, które posiada duże otwory ułatwiające otwarcie, co jest pomocne zwłaszcza dla osób z upośledzoną motoryką.