

Clinell uniwersalny spray do odkażania powierzchni 500ml



Cena: 27,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność	500ml
Producent	Clinell
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Clinell to uniwersalny spray przeznaczony do odkażania powierzchni i czyszczenia nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Jest odpowiednim preparatem do czyszczenia powierzchni medycznych takich jak łóżka szpitalne, materace, wózki dla chorych czy inkubatory.

Charakterystyka:

Uniwersalny: działa jako detergent i środek odkażający, nie trzeba używać kilku różnych środków czyszczących.

Najbardziej uniwersalna formuła sprayu: zastosowanie mieszanki biocydów o różnych mechanizmach działania zapobiega oporności bakterii oraz powstawaniu odpornych szczepów.

Nie niszczy powierzchni: można nim czyścić powierzchnie z gumy, plastiku i metalu, także materace.

Skuteczny już po 10 sekundach.

Niepalny, nie zawiera gazów.

Szerokie i skuteczne spektrum działania zapewnia opatentowana formuła bakteriobójcza oparta na synergicznych czwartorzędowych związkach amoniowych i polimerycznym biguanidzie, każdy o zupełnie odmiennym mechanizmie działania, która zapobiega także oporności.

Bakterie Gram-dodatnie m.in. gronkowiec złocisty i MRSA, paciorkowce, enterokoki oraz VRE.

Bakterie Gram-ujemne m.in. Pseudomonas, E.Coli, Acinetobacter, Klebsiella oraz salmonella.

Wirusy bezosłonkowe m.in. Norowirus and Rotawirus.

Wirusy osłonkowe m.in. opryszczka pospolita - typu 1 i 2, grypa - H1N1 i H5N1, WZW - typu B i C oraz HIV.

Prątki m.in. Mycobacterium terrae and Mycobacterium smegmatis.

Grzyby m.in. Aspergillus, Candida oraz Penicillium.

Sposób użycia:

Powierzchnię, którą chcemy odkazić należy spryskać używając przy tym odpowiednich środków ochrony osobistej (np. rękawic). Wycierać ruchem w kształcie litery S, zaczynając od czystego miejsca i uważając żeby nie przecierać już wytartych miejsc i pozostawić do wyschnięcia.

Pojemność: 500 ml