

Elektrody dodatkowe do elektrostymulatora 3 w 1 TENS EMS MASAŻ Balanssen - 5x10cm

Cena: 19,99 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Dodatkowe, samoprzylepne, żelowe elektrody o większym, podłużnym kształcie do stosowania w elektrostymulacji razem z Elektrostymulatorem Tens EMS Masaż.

Elektrody przeznaczone są do terapii prądami tens, elektrostymulacji i masażu. Do ich działania niezbędne jest urządzenie do elektrostymulacji 3w1 TENS EMS MASAŻ Balanssen, nie działają one samodzielnie.

Samoprzylepne elektrody należy przykleić na oczyszczoną skórę w miejscu, wymagającym terapii. Idealnie dopasowują się one do anatomii i kształtów ciała.

Przeciwwskazania:

Elektrostymulacji TENS nie powinno się przeprowadzać w przypadku ciąży, wad serca, rozrusznika serca, uszkodzonego mięśnia sercowego, arytmii, chorób psychicznych i emocjonalnej niestabilności, epilepsji oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

Rozmiar: 5 x 10 cm

Zawartość zestawu:

elektrody 5 x 10 cm - 2 sztuki (wielokrotnego użytku)

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl