

Hartmann opaska uciskowa Putterbinde 8cm x 5m

Cena: 28,30 pln



Opis słownikowy

Producent	HARTMANN
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Hartmann opaska uciskowa Putterbinde.

Zastosowanie:

- W terapii kompresyjnej do wywołania mocnego ucisku: po obliteracji żyłaków,
- przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych, w zakrzepowym
- zapaleniu żył, w przypadku owrzodzeń podudzia - w pierwszej fazie gojenia,
- gdy rana silnie sączy (w kombinacji z opatrunkiem PermaFoam).

Charakterystyka

- Opaska o rozciągliwości 90% do bardzo silnego ucisku, z zapinką;
- Daje niewielki ucisk w stanie spoczynku, natomiast znacznie wspomaga
- działanie pompy mięśniowej w trakcie ruchu, wywołując pożądany efekt
- terapeutyczny w układzie żył głębokich;
- Zapewnia trwałe działanie uciskowe również przy dłuższym noszeniu;
- Przeznaczona dla pacjentów prowadzących aktywny tryb życia;
- Dopasowuje się do zmian obwodu kończyny dolnej przy wycofywaniu się
- obrzęków, dlatego może pozostać założona do około 3 dni z wyjątkiem
- stanów ostrych, przebiegających z dużym obrzękiem;
- Tkanina opaski ze 100% bawełny bardzo dobrze przepuszcza powietrze,
- jest znakomicie tolerowana przez skórę;
- Można ją wygotowywać i wyjaławiać.

Rozmiar: 5mx8cm

