

# Instillagel - żel do znieczulenia błon śluzowych, do cewnikowania 5ml



Cena: 5,90 pln

## Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producent   | Zarys          |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

## Opis produktu

### Właściwości:

- Dawka przystosowane do warunków anatomicznych 5 ml dla dzieci i kobiet

- Bazę żelu stanowi roztwór hydrocelulozy stanowi, który posiada bardzo silne właściwości adhezyjne i „smarujące”, co ułatwia równomierne rozprowadzenie żelu po powierzchni błony śluzowej oraz wprowadzenie cewnika lub endoskopu nawet w przypadkach silnie zmienionej patologicznie pęcherza i cewki moczowej, jednocześnie nie zacierając obrazu tkanek w endoskopii.

- Działanie przeciwbólowe, dzięki zawartej w żelu lignokainie w dawce 125.5 mg (w strzykawce 5ml) lub 230 mg (w strzykawce 10ml) pojawia się po 1 min., a osiąga swoje maksimum już po 10 min. i jest wystarczające (co potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby) do prowadzenia bezbolesnych procedur przezcewkowych.

- Przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników, a także zabiegów endoskopowych

- Stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację i wypełnienie żelem pełnej objętości cewki moczowej

- Dostępny w dwóch pojemnościach, w wygodnych do aplikacji, bezłateksowych ampułkostrzykawkach

- W składzie żelu m.in. chlorowodorek lignokainy oraz środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne

- Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu

- Wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak zanieczyszczeń powierzchni optycznej endoskopów

- Prawidłowo używany gwarantuje obniżenie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych i znaczne zmniejszenie kosztów terapii

- Sterylny, sterylizowany parą wodną

