


Liść senesu fix 50x1g



Cena: 7,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Kawon
Rejestracja	Produkt leczniczy

Opis produktu

Liść senesu do zaparzania w saszetkach

Zastosowanie:

Krótkotrwałe stosowanie w sporadycznych zaparciach jako środek przeczyszczający.

Sposób użycia:

1 torebkę zalać 1 szklanką (200 ml) wrzącej wody, odstawić i naparzać przez 10 minut i nieco ostudzić, ciepły napar wypić przed snem.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: W pierwszym dniu przyjmowania wypić ½ szklanki ciepłego naparu przed snem. W przypadku gdy przyjęta ilość naparu będzie działać przeczyszczająco nie należy zwiększać przyjmowanej dawki. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Skład:

1 saszetka (1,0 g) produktu leczniczego zawiera Cassia senna L. i/lub Cassia angustifolia Vahl, folium (liść senesu) co odpowiada 25 mg – 27,5 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na liść senesu. Stany zapalne wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, schorzenia zapalne jelit (np. choroba Crohna, owrzodzenia jelit), odwodnienie organizmu i utrata elektrolitów (głównie hipokaliemia), niewydolność nerek, krwawienie miesiączkowe, bóle brzucha o nieznanym etiologii, dzieci do lat 12, ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować dłużej niż 7 - 10 dni, długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia związanego z wtórną atonią jelit.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.