

# Materac przeciwoodleżynowy GOFER System Viscoflex® z pokrowcem 90x200x14 cm

Cena: 1 390,00 pln



## Opis słownikowy

Producent	System
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

Materac przeciwoodleżynowy Polyplot typu GOFER z pokrowcem wykonany z dwóch warstw piany niepalnej (warstwa wierzchnia - 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup>, warstwa spodnia - 8 cm pianki wysokoelastycznej HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>), kanałami wentylacyjnymi pomiędzy bloczkami zapewniającymi prawidłowy przepływ powietrza i wycięciem na miednicę, które pozwala na lepsze zabezpieczenie pośladków i okolicy krzyżowej w pozycji półsiedzącej.

Materac jest elastyczny i miły w dotyku co wpływa na zwiększenie komfortu użytkowania. Duża powierzchnia płtych bloczków pozwala zwiększyć kontakt ciała pacjenta z materacem i obniża nacisk w miejscach narażonych na powstanie odleżyn. Zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II, co jest istotne zwłaszcza dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort wywołany wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub niemożliwe.

Instalację w łóżku ułatwiają zaokrąglone rogi materaca, który jest kompatybilny z łózkami rehabilitacyjnymi.

Ze względu na unikalną technologię produkcji materace System posiadają widoczne na spodzie materaca nieregularne otwory technologiczne i pęcherzyki powietrzne. Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego nie mający wpływu na jakość i jego walory użytkowe.

### Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup> (górną warstwą materaca)

Piana zapewniająca redukcję nacisku w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko powstania odleżyn i wspomagająca krążenie.

Dopasowuje się do ciała pod wpływem temperatury i nacisku i zapewnia maksymalny obszar kontaktu ciała z materacem.

Stabilizuje pacjenta, poprawia jego komfort i daje wrażenie relaksu i otulenia.

Piana zapewnia dobrą wentylację, dzięki czemu ogranicza rozwój pleśni i grzybów, ponadto charakteryzuje się dużą trwałością i

odpornością na odkształcenia. Efekt skorki (powstały w wyniku formowania) zapewnia pianie ochronę przed kruszeniem, rozdarciami lub innymi niszczącymi czynnikami.

Posiada atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

#### **Piana HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup> (dolna warstwa materaca)**

Miliony pęcherzyków pozwalają dopasować się do anatomicznego kształtu ciała i zapewniają wentylację, co zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni, dlatego polecana jest nawet alergikom.

Wysoko-elastyczna piana o zwiększonej sprężystości i wytrzymałości szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.

Charakteryzuje się wysoką trwałością (nie kruszy się i może zachować swoje właściwości przez okres do 5 lat) i odpornością na odkształcenia, pierwotny kształt odzyskuje dwukrotnie szybciej niż standardowa piana.

Gwarantuje przyjemny komfort użytkowania.

Posiada atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

24 miesiące gwarancji.

#### **Pokrowiec poliuretanowy**

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym, oddychającym pokrowcu Polymaille. Bi-elastyczny Polymaille pokrowiec rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta, zapobiega tarcia.

Posiada antypoślizgową podstawę a hypoalergiczna powłoka z poliuretanu posiada właściwości antibakteryjne i antygrzybiczne.

Zamykany jest na zamek błyskawiczny z trzech stron, co umożliwia łatwe zdejmowanie do prania. Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza i dezynfekować na zimno.

Posiada atest niepalności.

12 miesięcy gwarancji.

**Rozmiar:** 90 x 200 x 14 cm.

W przypadku chęci zakupu materaca w innym rozmiarze, prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

Przed wyborem materaca należy zapoznać się z tabelą rozmiarów. Wymiary materacy System są mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek, dzięki czemu dopasowują się do większości z nich. Materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą wtrysku, co powoduje zwiększenie szerokości podstawy materaca (w porównaniu do jego wierzchu), nie wpływa to na jakość i walory użytkowe materaca.

Nazwa	Kod towaru			
		(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
PI61M / VISCOFLEX® z pokrowcem POLYMAILLE®	PI61MOPMHI	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
PI61M / VISCOFLEX® HEAVY z pokrowcem POLYMAILLE®	PI61MOHPMHI	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	80 - 180 / 176 - 396
PI61M / VISCOFLEX® z pokrowcem POLYMAILLE®	PI61MOPMHI70	68 x 197 / 26 x 78	70 x 200 / 27 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	PI61MOPMHI80	77 x 197 / 30 x 78	80 x 200 / 31 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	PI61MOPMHI100	96 x 197 / 38 x 78	100 x 200 / 39 x 79	35 - 160 / 77 - 352
	PI61MOPMHI120	115 x 197 / 45 x 78	120 x 200 / 47 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	PI61MOPMHI140	133 x 197 / 52 x 78	140 x 200 / 55 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	PI61MOPMHI160	155 x 197 / 61 x 78	160 x 200 / 63 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	PI61MOPMHI190	86 x 187 / 34 x 74	90 x 190 / 35 x 75	35 - 130 / 77 - 286
PI61MOPMHI220	86 x 221 / 34 x 87	90 x 220 / 35 x 87	35 - 130 / 77 - 286	