

Opaska elastyczna stawu kolanowego Pani Teresa 301



Cena od: 26,50 pln

Opis słownikowy

Producent	Pani TERESA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opaska elastyczna stawu kolanowego.

Wskazania:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo - reumatycznych stawu kolanowego
- po zdjęciu opatrunków gipsowych - wzmacnia i stabilizuje kolano

- przed i po operacjach uszkodzonych łąkotek
- w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana
- zapobiega obrzękom, łagodzi bóle
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar opaski, należy zmierzyć obwód nogi nad kolaniem. Wielkości poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli poniżej. W przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy wybrać rozmiar mniejszy.

Rozmiar	Obwód nogi
S	30 - 38 cm
M	39 - 47 cm
L	48 - 54 cm
XL	55 - 63 cm