

Poduszka ortopedyczna pod głowę Morfeusz do terapii bezdechu 665



Cena: 239,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Rehafund
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Poduszka ortopedyczna odpowiednia do stosowania podczas terapii bezdechu sennego. Produkt ma specjalistyczny profil i wycięcie, dzięki którym zapobiega przesuwaniu się maski do aparatu CPAP, a tym samym umożliwia użytkownikowi prawidłowe korzystanie z urządzenia. Specjalne wycięcie na bark sprawia, że użytkownik może przybrać wygodną, anatomiczną pozycję, a podwyższenie kołnierza doskonale stabilizuje pozycję głowy.

Wykonana jest z pianki termoelastycznej (z pamięcią), która pod wpływem ciężaru i temperatury ciała dopasowuje się do anatomii. Jest miękka i delikatna, nie powoduje zbędnego nacisku mogącego prowadzić do odgnieceń.

Wyrób posiada regulację wysokości w postaci wyjmowanej piankowej podstawki, jeśli jest za niska lub za wysoka wystarczy włożyć lub wyjąć podkładkę podwyższającą. Produkt umożliwia spanie na plecach lub na boku oraz pozwala na indywidualne dopasowanie jej do budowy ciała.

Posiada delikatną, przepuszczającą powietrze bawełnianą poszewkę, która dobrze wchłania i doprowadza wilgoć z ciała oraz zapewnia komfort podczas snu.

Produkt odpowiedni dla osób:

- cierpiących na bezdech senny
- używających aparatu CPAP
- mających problemy z przesuwaniem się maski podczas snu
- ceniących profilaktykę zdrowego snu
- mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu (np. bóle kręgosłupa, napięcia mięśniowe, mrowienie i drętwienie kończyn itp.)
- potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa w trakcie snu, przy jednoczesnej redukcji nacisku na ciało

- wymagających wrażenia niezwyklej miękkości i bardzo wysokiego komfortu snu na poduszce dostosowującej się do kształtu głowy
- mających delikatną skórę i naczynia krwionośne (poduszka niweluje nacisk na szyję i odgniecenia)
- dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na wznak i na boku

Właściwości:

- wykonana z pianki termoelastycznej
- niweluje nacisk na szyję i odgniecenia
- posiada regulację wysokości - wyjmowana piankowa podkładka podwyższająca
- odpowiednia dla każdej budowy ciała i wzrostu

Stopień twardości: twarda

Wymiary (z dolną częścią): 55x36x14 cm

Wymiary (bez dolnej części): 55x36x11 cm

Kolor: biały

Skład:

Wkład piankowy: pianka poliuretanowa z pamięcią

Podszewka: poliester

Poszewka: bawełna

Poduszka ortopedyczna Morfeusz do terapii bezdechu

Czyszczenie i konserwacja:

Poduszkę czyścić delikatną szmatką zamoczona w ciepłej wodzie z użyciem łagodnych środków piorących. W celu zdjęcia poszewki, rozsunąć suwak, zgiąć piankę wewnątrz po długości i delikatnie ściągnąć poszewkę. Poszewkę prać i czyścić postępując według informacji na metce. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Poduszkę suszyć w pozycji poziomej.

Piankę chronić przed światłem słonecznym, pod wpływem nasłonecznienia pianka może ulec przebarwieniu. Przebarwienie nie wpływa na właściwości fizyczno-mechaniczne poduszki.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub rehabilitantem w celu określenia czy nie ma przeciwwskazań do użytkowania wyrobu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować wilgotnej poduszki bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować w przypadku mechanicznych uszkodzeń takich jak np. pęknięcie, rozerwanie.

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.