

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy Kendall AMD - 10x20cm 10szt.

Cena: 355,00 pln



Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	Kendall
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy Kendall AMD zapewniają idealnie wilgotne środowisko dla gojenia się wielu rodzajów ran. Ten wysoce chłonny, bezkłaczkowy opatrunek ma za zadanie chronić i amortyzować rany z wysiękiem od umiarkowanego do ciężkiego. Opatrunki Kendall AMD są półokluzyjne pozwalając na wymianę gazów takich tlen oraz pary wodnej. Miętkość i elastyczność opatrunków Kendall AMD pozwala im dostosować się do wszystkich konturów ciała. Opatrunki Kendall AMD są nieprzylepne i nieschnące co sprawia, że ich zmiana jest prosta i wiąże się z minimum bólu.

Opatrunki Kendall AMD zawierają środek przeciwbakteryjny - chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny (PHMB) oraz zapewniają barierę przeciwbakteryjną, która zapobiega przenikaniu bakterii przez opatrunek oraz zapobiega kolonizacji i rozwojowi bakterii w obrębie opatrunku przez okres 7 dni.

Wskazania do stosowania:

Opatrunki Kendall AMD stosuje się do zaopatrywania ran chirurgicznych, odleżyn, zastoinowych owrzodzeń żyłkowych, owrzodzeń cukrzycowych, miejsc pobrania przeszczepu, otarć, ran szarpanych, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, zmian wywołanych chorobami skóry i innych ran urazowych oraz jako opatrunek wtórny lub okrywający przy opatrunkach wypełniających. Jest to doskonały opatrunek do miejscowego zaopatrzenia ran sączących np. w miejscach drenażu chirurgicznego - przy tracheostomii, gastrostomii, jejunostomii, drenażu otrzewnowym, opłucnowym, nefrotomii, i innych drenażach ssących, wkłuciach dożylnych, naczyniowych, wkłuciach centralnych, cewnikowaniu tętnic, hemodializie, obwodowym cewnikowaniu naczyń wieńcowych, cewnikowaniu naczyń cewnikami pośrednimi, zewnętrznymi stabilizacjach ortopedycznych i cewnikowaniu nadtwardówkowym.

Opakowanie: 10szt.

Rozmiar: 10x20cm

