

## Przyłóżkowa drabinka rehabilitacyjna Qmed (fluorescencyjna) - 4 szczeble



Cena: 45,00 pln

### Opis słownikowy

Producent	Qmed
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Drabinka 4 szczeblowa ułatwiająca osobom starszym oraz o obniżonej sprawności fizycznej, podnoszenie się z pozycji leżącej do siedzącej. Pacjent chwytając rękoma kolejne szczebelki drabinki samodzielnie może się podnieść do pozycji siedzącej. Poprzez samodzielną zmianę pozycji, pacjent ma większą motywację do pracy nad zwiększeniem swoich możliwości fizycznych i tym samym wzmacnia mięśnie rąk i ramion. Drabinka poprzez fluorescencyjne zakończenia szczebelków jest widoczna w nocy i pacjent może ją odnaleźć, w celu zmiany pozycji czy samodzielnego podciągnięcia się na łóżku. Prosta w montażu. Wystarczy założyć pętlę linki na oparcie łóżka, ewentualnie przywiązać linki do nóg łóżka na takiej wysokości by pacjent w pozycji leżącej z łatwością sięgał pierwszego szczebelka drabinki. Drabinka może być używana do łóżek pojedynczych jak i podwójnych.

#### Wskazania:

- produkt przeznaczony dla pacjentów geriatrycznych oraz dotkniętych paraplegią
- aktywizacja pacjenta do samodzielnej opieki
- profilaktyka występowania odleżyn
- początkowy etap kinezyterapii mający na celu wzmocnienie siły mięśniowej kończyn górnych o brzucha

#### Wymiary:

- długość szczebelka 25cm
- średnica 2,5cm
- odległość między szczeblami: 19cm
- długość linki 3m
- maksymalne obciążenia 90kg