

Przyrząd - klamra do wrastających paznokci



Cena: 14,99 pln

Opis słownikowy

Producent

Żyj łatwiej

Opis produktu

Przyrząd do wrastających paznokci umożliwiający wyprostowanie płytki paznokcia tak aby nie powodował uciążliwych dolegliwości.

Sposób użycia:

Przed użyciem nogi należy wymoczyć w ciepłej wodzie w celu zmiękczenia paznokci.

Następnie zahaczyć ramiona przyrządu o krawędzie wrastającego paznokcia i dokręcić głowicę w celu jego wyprostowania.

Pozostawić przyrząd przymocowany do momentu wyschnięcia paznokcia. Gdy paznokieć będzie suchy i uzyska pożądany kształt usunąć przyrząd z jego powierzchni.

Wymiary: 4x2,5cm

Pakowanie: metalowy box