

SCHÜLKE Mikrozyd AF - chusteczki do szybkiej dezynfekcji - 150 szt. - uzupełnienie

Cena: 30,90 pln



Opis słownikowy

Producent	Schulke-Mayr
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zalety preparatu:

- włóknina wiskozowa nasączona preparatem dezynfekcyjnym,
- bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydydny,
- bez pochodnych jodu i chlorheksydydny,
- spektrum działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Polio Rota, Papowa, Noro, HBV, HCV, HIV),
- produkt CE.

Dane dotyczące produktu:

1 g preparatu dezynfekcyjnego, którym nasączone są chusteczki zawiera: propan-1-ol – 0,35 g, etanol – 0,25 g, substancje pomocnicze i zapachowe, woda oczyszczona do 1 g.

Właściwości użytkowe:

Mikrozyd® AF chusteczki wykonane są z włókniny wiskozowej nasyconej płynem dezynfekującym. Chusteczki mają zastosowanie do dezynfekcji w ramach codziennej higieny małych powierzchni – do czyszczenia sprzętów szpitalnych, aparatów diagnostycznych, termometrów, słuchawek lekarskich itp. oraz przedmiotów nie medycznych np. słuchawek telefonicznych a także przedmiotów w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych. W opakowaniu znajduje się 150 sztuk chusteczek odrywanych pojedynczo.

Sposób użycia:

Dezynfekowaną powierzchnię należy dokładnie przetrzeć chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. mikrozyd® AF chusteczki chusteczki

odrywane są pojedynczo. Po wyczerpaniu się zawartości opakowania można je uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej.