


Siedzenie / siedzisko wannowe z regulacją podpórek T37



Cena: 256,00 pln

Opis słownikowy

Producent EMJAN

Opis produktu

Siedzenie / siedzisko wannowe z regulacją podpórek T37

Właściwości/zastosowanie:

Rehabilitacyjne siedzenia wannowe znajdują zastosowanie w każdej łazience wyposażonej w wannę, z której korzysta osoba starsza lub niepełnosprawna, mająca ograniczoną zdolność ruchową oraz trudności z siadaniem i wstawaniem w wannie. Dzięki siedzeniom osoby te będą w stanie samodzielnie dbać o czystość i higienę. Pozwalają one przyjąć pozycję siedzącą podczas mycia w wannie. Mogą także służyć jako podparcie. Można ich także używać przy innych czynnościach, takich jak np. pranie. Uniwersalne siedzenie idealnie nadaje się do standardowych wanien. Siedzenie z regulacją podpórek pozwala na zastosowanie w wannach niestandardowych.

Wymiary:

siedzenie: 30 x 35 cm

rozstaw podpórek z regulacją: 66 - 75 cm

głębokość: 20 cm

obciążenie do 100 kg