

Sterisol Ethanol żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk 700ml

Cena: 40,90 pln



Opis słownikowy

Dystrybutor	MEDILAB
Pojemność	700ml
Producent	Sterisol
Rejestracja	Produkt biobójczy

Opis produktu

Preparat alkoholowy w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. W hermetycznych jednorazowych opakowaniach z unikalnym, zintegrowanym, bezpiecznym systemem dozowania – „SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL”. Skutecznie zapobiega szerzeniu się zakażeń.

Pojemność: 700ml

Właściwości:

- Wysoka skuteczność biobójcza.
- Działanie dezynfekujące natychmiastowe – 30 sek.
- Działanie dezynfekujące przedłużone – do 3 godzin.
- Praktyczna żelowa konsystencja.
- Delikatny dla skóry.
- Nie wysusza skóry.
- Niska masa odpadów opakowaniowych.

Główne cechy produktu:

- Sterisol Ethanol działa bakterio-, grzybo-, prątkobójczo (Tbc) i inaktywuje wirusy (HIV; HBV).
- Czas dezynfekcji higienicznej określono wg normy PN EN 1500 a czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone określono wg normy PN EN 12791.
- Sterisol Ethanol to preparat dezynfekujący, gwarantujący najwyższe standardy higieniczne i jakościowe.
- Sterisol Ethanol produkowany jest w aseptycznych warunkach z najwyższej jakości i czystości składników.
- Warunki produkcji i konfekcjonowania produktu spełniają wysokie standardy GMP.
- Preparat konfekcjonowany jest w jednorazowy worek PE/PETP z zastawką dozującą zabezpieczoną przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Worki z preparatem dostosowane są do estetycznych i łatwych w obsłudze oraz do utrzymania w czystości dozowników ściennych.
- Specjalnie skonstruowana zastawka dozująca zawiera tylko jedną dozę preparatu i skutecznie chroni zawartość pojemnika przed zanieczyszczeniami z otoczenia. Podczas dozowania preparatu nie następuje zasysanie powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia do wnętrza pojemnika.
- Sterisol Ethanol nie zawiera barwników i substancji zapachowych, dzięki czemu jest doskonale tolerowany przez skórę nawet przy częstym stosowaniu.
- Zawiera substancje nawilżające, które zapobiegają wysuszeniu skóry.
- Żelowa postać umożliwia dokładne rozprowadzanie i wcieranie preparatu w skórę.
- Ekonomiczny w użytkowaniu dzięki precyzyjnemu dozowaniu za pomocą szczelnej zastawki dozującej (wydajność ok. 700 porcji).

• Zużyte opakowanie – worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości preparatu oraz cechuje się niską masą i objętością wytworzonego odpadu.

Skład:

Alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, glicerol, alkohol butylowy, kwas poliakrylowy, aminometylopropanol, woda czyszczona

Obszar stosowania:

Idealne do zastosowania w placówkach służby zdrowia – szpitalach, blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych stomatologicznych, chirurgicznych, przychodniach, salonach kosmetycznych, placówkach opieki społecznej i innych obszarach gospodarki, w których wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.