

# Strzykawką 50ml do płukania ucha



Cena: 3,00 pln

## Opis słownikowy

Producent	JANPOL
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Strzykawką do płukania ucha, bursztynowa, trzyczęściowa jednorazowego użytku o poj. 50ml z końcówką typu LUER - LOCK

sterylna - niepirogenna - nietoksyczna

### Przeznaczenie:

Strzykawką odpowiednią do stosowania podczas płukania ucha. Należy ją stosować ze specjalną końcówką ukierunkowującą wodę na ścianki przewodu słuchowego - woda nie trafia bezpośrednio na błonę bębenkową, co pomaga wyeliminować lub ograniczyć efekty towarzyszące innym metodom zabiegów usuwania woszczyzny.

Do płukania ucha należy używać wyłącznie ciepłej wody, gdy użyta woda jest za ciepła lub za gorąca może to u niektórych pacjentów prowadzić do wystąpienia zawrotów głowy.