

Tampon Contam przy nietrzymaniu moczu, wielorazowy 2 NORMAL

Cena: 41,90 pln



Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	5 szt.
Producent	Albis
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Rozmiar 2 NORMAL (średnica 2,5cm)

Tampony Contam stosowane w:

- Nietrzymanie moczu przy bieganiu, ćwiczeniach fitness, jeździe na rowerze, tańcu, wchodzeniu po schodach, kichaniu, kaszlu
- Inne wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet
- Dolegliwości związane z obniżeniem narządu rodnego
- Nietrzymanie moczu podczas wzmożonego parcia
- Nawracające nietrzymanie moczu po przebytych zabiegach operacyjnych
- Nietrzymanie moczu podczas wstawania
- Zaleganie moczu

Właściwości tamponu Contam:

- wykonane z poliwinylu o medycznej czystości.
- wielorazowego użycia – do kilkunastu aplikacji.
- prosty sposób założenia, płytko przy nietrzymaniu moczu, głęboko w obniżeniu narządu rodnego.
- prosta higiena tamponu.

Opakowanie: 1 szt.

Tampony dostępne również w innych rozmiarach:

1 MINI (2 cm), 2 NORMAL (2,5 cm), 3 EXTRA (3 cm), 4 EXTRA PLUS (3,5 cm), 5 SUPER PLUS (4 cm)

Ulotka zawierająca wskazówki dotyczące używania i instrukcję obsługi dostępna do pobrania w zakładce "Pliki".

Produkt sprzedawany w foliowym opakowaniu bez kartonika, kartonik jest opakowaniem dla 5 sztuk tamponów.

