

Taśma do tapingu twarzy Rea Tape Beauty 5cm x 5m - cielista

Cena: 42,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Rea Tape
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Taśma do tapingu Rea Tape Beauty to wysokiej jakości produkt przeznaczony do stosowania na twarz oraz na bardziej delikatniejsze partie ciała wykonany z przepuszczającej powietrze bawełny bez zawartości lateksu, tkany tak by odwzorowywał ludzką skórę i jej elastyczność.

Rozciągliwość taśmy wynosi do 140%, jest rozciągliwa tylko w jednym kierunku podobnie jak skóra, a jej konstrukcja zapewnia elastyczność podobną do ludzkich mięśni.

Taśmę pokrywa warstwa mało drażniącego i bardziej delikatnego dla skóry kleju o dużej przyczepności i odporności.

Tape charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza i wilgoci. Jest łatwy do docięcia do wymaganej wielkości lub długości.

Zmiana taśmy na nową wskazana jest w momencie kiedy zauważy się, że odkleja się ona na krańcach. Na wewnętrznej stronie taśmy znajdują się schematyczne linie ułatwiające właściwe cięcie nawet początkującym użytkownikom.

Nie stosować na zranioną lub podrażnioną skórę. Podczas zdejmowania taśmy nie należy zrywać szybkim ruchem, ponieważ może to spowodować zerwanie górnej warstwy naskórka. Taśma łatwo schodzi po nawilżeniu oliwką, odpowiednim preparatem lub po 20 minutowej kąpieli.

Taśmy do kinesiotalingu są często stosowane przez sportowców, trenerów, osoby amatorsko uprawiające sport, mogą być np. dodatkowym wsparciem podczas treningów.

Kinesiotaling ma znaczny wpływ na procesy leczenia, dlatego wykorzystywany jest również przez fizjoterapeutów podczas rehabilitacji, ortopedii, traumatologii, reumatologii, onkologii, neurologii, ginekologii i pediatrii. Pomaga zmniejszyć ból a także wpływ na obrzęki i

zastoje limfy.

Rozmiar: 5cm x 5m

Kolor: cielisty

Właściwości:

- elastyczność: 130-140%
- posiada linie ułatwiające cięcie
- akrylowa warstwa z mało drażniącym, bardziej delikatnym dla twarzy klejem
- wytrzymałość kleju: do 5 dni
- oddychający materiał: bawełna
- wodoodporna
- hipoalergiczna
- nie zawiera lateksu

Zastosowanie:

- redukcja zmarszczek
- poprawa jędrności skóry
- redukcja obrzęków na twarzy
- zmniejszenie napięcia mięśni żwaczy
- wpływanie na zakres ruchu
- zmniejszenie krwaków
- łagodzenie napięć nerwowych
- dbanie i poprawa wyglądu skóry
- profilaktyka oznak starzenia skóry

Do zakładania i ściągania taśm polecamy również akcesoria: klej w sprayu Rea Tape Glue, klej Pre Tape, zmywacz kleju Tape&Tuffner Remover

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl