


Taśmy / zestaw do tapingu na bark - AcuTop Kinesiology tape



Cena: 9,00 pln

Opis słownikowy

Producent	AcuTop
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zestaw gotowych do użycia plastrów do kinesiotapingu, które zostały odpowiednio wycięte, z zachowaniem kształtu z zaokrąglonymi krawędziami, co zwiększa trwałość aplikacji.

Przeznaczenie: Bark

Opakowanie: 1 komplet - 2 plastry (1 w kształcie litery "I" i 1 w kształcie litery "Y")

Wymiary plastrów:

"I" - 5x20cm

"Y" - 5x20cm

Właściwości:

Taśmy AcuTop PreCut to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie fizjoterapii. Precyzyjnie docięte listki idealnie nadają się do samodzielnego stosowania, nawet przez laików, a także ułatwiają pracę profesjonalistom.

Wyrób jest przycięty do kształtu odpowiedniego do oklejenia określonej części ciała, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do samodzielnego przycięcia tradycyjnych plastrów. Jest łatwy w aplikacji i ułatwia plasterowanie osobom, które mają małe doświadczenia na tym polu.

Materiał nośny wykonany jest z naturalnej bawełny z dodatkiem elastanu i pokryty jest wodoodpornym, przyjaznym dla skóry klejem akrylowym, którego falista struktura zapewnia dobrą przyczepność. Taśmy zapewniają przepuszczalność powietrza i nie ograniczają swobody ruchów, ciało jest w stanie włączyć swoje zdolności samoleczenia.

Przeznaczenie:

- Uwalnia naturalne możliwości ciała do tzw. „samoleczenia w ruchu”
- Redukuje napięcia mięśniowe, pomaga w odbudowie struktury oraz odciąża,
- Pomaga w terapii limfatycznej, przedłuża działanie zastosowanych masażu oraz poprawia krążenie,
- Redukuje bóle neurologiczne

Przeciwwskazania:

- Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo (np. stan zapalny, łuszczyca).
- Nie naklejać na rany, owrzodzenia i oparzenia.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek składnik wyrobu.
- Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej.

Zestawy do tapingu AcuTop Precut Kinesiology Tape to najwyższej jakości wyrób medyczny – plastry wyprodukowany z elastycznej bawełny o gęstym splocie pokrytej klejem akrylowym o dużej przyczepności i odporności. Zastosowanie takich materiałów sprawia, że taśma przypomina ludzką skórę i jest bardzo trwała, a ponadto zapewnia dobrą stabilizację, duży komfort oraz efekty potwierdzone licznymi badaniami i opiniami ekspertów.

Dostępne są w kilku wersjach: **szyja, plecy, bark, nadgarstek, kolano, stopa.**