

TZMO Medisorb G Opatrunek hydrokoloidowy do oczyszczania ran 15g



Cena: 19,50 pln

Opis słownikowy

Producent	TZMO
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zastosowanie:

Stosowany do selektywnego oczyszczania rany z czarnej tkanki martwiczej (odleżyny, owrzodzenia podudzi, oparzenia I i II stopnia).

Opakowanie: 15g

Właściwości:

- rozpuszcza suchą tkankę martwiczą
- optymalnie chłonny - pochłania nadmiar wydzieliny
- inicjuje proces gojenia rany
- utrzymuje wilgotne środowisko
- umożliwia wizualną kontrolę rany
- bezbolesny przy zmianie
- możliwy do aplikacji przy ranach zainfekowanych
- sterylny, ma postać przezroczystego, lekko galaretowatego żelu, który tworzy wilgotne środowisko oraz delikatnie nawadnia i oczyszcza ranę z tkanki martwiczej; nawilżenie tkanki martwiczej ułatwia przebieg procesu autolizy, czyli naturalnego rozpuszczania tkanki martwiczej.
- opatrunek wchłania rozpuszczone resztki wraz z nadmiarem wydzieliny, usunięcie martwej tkanki jest zasadniczym etapem inicjującym proces gojenia się rany.
- opatrunek nie przylega do powierzchni rany, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowych komórek i czyni jego zmianę bezbolesną dla pacjenta.

