

## VELODES SOFT 500ml - płyn do dezynfekcji rąk



Cena: 24,00 pln

### Opis słownikowy

Pojemność	500ml
Producent	MEDISEPT

### Opis produktu

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

### Właściwości:

- szerokie spektrum bójcze
- delikatny, świeży zapach
- zawiera glicerynę – substancję nawilżającą
- dezynfekcja higieniczna w 30 sek.
- dezynfekcja chirurgiczna w 90 sek.
- przedłużone działanie do 3 godz.
- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
- Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy
- Delikatny świeży zapach
- Gotowy do użycia

#### Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- Wygodny w użyciu.
- Szybkie działanie
- Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze.

#### Zastosowanie:

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godz. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex. Zawiera glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie.

#### Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 2 x 45 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny

Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu.

Pojemność: 500 ml